



# Productos de sujeción para el cuidado respiratorio

Asegurar las cánulas y los tubos es esencial para administrar la terapia respiratoria necesaria. Nissha Medical Technologies prioriza la protección de la piel de los pacientes jóvenes al ofrecer una variedad de dispositivos de sujeción sensibles.

**SIN LÁTEX | USO EN UN SOLO PACIENTE | DESECHABLE**

## Protección de la terapia nCPAP

### DISPOSITIVO DE SUJECIÓN DE CÁNULAS® CPAP - Pacientes prematuros a neonatales

- Para la terapia nCPAP en la que se pretende un sello nasal
- Funciona bien en condiciones húmedas, incluso hasta 24 horas de uso continuo • El material transparente permite una visualización más fácil de la integridad de la piel y el reposicionamiento si es necesario
- El sistema de gancho y bucle evita que la cánula se desconecte del movimiento del paciente
- Fabricado con material de silicona suave para evitar la irritación de la piel y cumplir con las pautas de cuidado de la piel de la UCIN

Parte #	Ref	Descripción del producto	Cantidad
700000588	CA100-0-25	Talla 0, para Bebés de menos de 700g	25/caja
700000589	CA101-0-25	Talla 1, para Bebés 700g -1250g	25/caja
700000590	CA102-0-25	Talla 2, para Bebés 1251g-2000g	25/caja
700000591	CA103-0-25	Talla 3, para Bebés 2001g-3000g	25/caja
700000592	CA104-0-25	Talla 4, para bebés de más de 3000 g	25/caja

**\*Dispositivo de sujeción de cánula CPAP no debe usarse con flujo bajo o alto cánulas de oxígeno, máscaras de nCPAP o Tubos endotraqueales**




## Mejorando el sello

Mejorar el sello Precortado y disponible para adaptarse a diferentes pesos de pacientes y tamaños de cánulas de cánulas. El tamaño de las narinas de los bebés varía con el tiempo y a medida que los bebés crecen, por lo que los tamaños limitados y fijos de las cánulas a menudo no encajan. Cuando las puntas no encajan, es necesario usar un tamaño más grande o empujar hacia la nariz para sellar. La medición de la fuerza requerida para crear la presión de CPAP muestra esto claramente.

El dispositivo de sujeción® de canulaide CPAP mejora una sin tener que presionar las narinas del bebé, con solo 1 onza de fuerza en promedio

### Fuerza media en las fosas nasales



## Fijación de cánulas y tubos

### DISPOSITIVO DE FIJACION MINI WHISKERS™ - Pacientes prematuros a neonatales

- Ideal para bebés prematuros de menos de 2000 g
- Proporciona una adhesión suave por hasta 24 horas
- Un sistema de fijación suave para cánulas nasales y sondas de alimentación
- Las tiras de velcro ayudan a mantener el tubo en su posición y reducen fricción de la piel y permiten ajustes fáciles cuando necesario
- Una caja contiene 20 bolsas.

Parte #	Ref	Descripción del producto	Cantidad
700000594	MW100-0-120	Exclusivamente para bebés prematuros de menos de 2000g	120/caja



### DISPOSITIVO DE FIJACION STICKY WHISKERS™ - pacientes neonatales y pediátricos

- Un sistema de sujeción suave para cánulas nasales y sondas de alimentación
- Material hidrocoloide diseñado para proporcionar adhesión suave por hasta 24 horas.
- Las tiras de gancho y bucle ayudan a mantener el tubo en su posición, reduce la fricción de la piel y permite un fácil reposicionamiento de la cánula


Parte #	Ref	Descripción del producto	Cantidad
700000595	SW102-0-25	Talla única para bebés	25/caja



### TENDER GRIPS - Pacientes pediátricos a adultos

- Material acrílico suave diseñado para mantener el tubo de la cánula en su posición, generalmente usado alrededor de las mejillas del paciente
- La solapa interna permite el ajuste de la cánula sin quitar el seguro de la piel del paciente
- Material de grado médico, hipoalérgico y no tóxico
- Resistente a la humedad
- Adecuado para entornos domésticos, ambulatorios, de cuidados prolongados, de transporte y hospitalarios
- Proporciona una adhesión suave durante hasta 24 horas

Parte #	Ref	Descripción del producto	Cantidad
700000596	1005-0-25	Tender Grips, sistema de fijación de la piel, adulto	25 pares/caja
700000597	1006-0-100	Tender Grips, sistema de fijación de la piel, adulto	Rollo de 100
700000598	1007-0-25	Tender Grips, sistema de fijación de la piel, infantil	25/caja
700000599	1008-0-25	Tender Grips, sistema de fijación de la piel, recién nacido	25/caja
700000600	1008-0-10	Tender Grips, sistema de fijación de la piel, recién nacido	10/caja
700000601	1007-0-10	Tender Grips, sistema de fijación de la piel, infantil	10/caja



## Fijación de uso general

### TIRAS DE HIDROCOLOIDES - Todos los pacientes

- Material hidrocoloide que proporciona una suave adhesión a la piel durante 24 horas
- Ideal para asegurar la sonda de alimentación y los cables del ECG
- Adecuado para todos los pacientes
- Precortado en láminas y listo para aplicar

Parte #	Ref	Descripción del producto	Cantidad
70000606	1217-0-25	Tiras de hidrocoloides	25/caja



Las marcas comerciales OEM identificadas en este documento son marcas comerciales de los respectivos OEM y no de Nissha Medical Technologies. Nissha Medical Technologies renuncia a cualquier afiliación, conexión o asociación entre sus productos y los de los respectivos OEM.